

PRODUKTBLAD

TALFÖRSTÄRKARE

FLEXITAL - 2



Flexital-2 ett flexibelt trådlöst talförstärksystem

FLEXITAL - i hemmet:

Flexital är väl anpassad för hemmabruk. Räckvidden täcker en normalstor villa. Sändare och mottagare kan placeras i skilda rum.

FLEXITAL – för rullstolsburen

Med ett smidigt fäste kan Mottagaren enkelt monteras på rullstolen eller sjuksängen. Mottagaren kan lätt flyttas till ett angränsande rum eller ställas på bordet.

FLEXITAL – med hörlurar

Flexital kan anslutas till en liten mottagare, till denna mottagare anslutes hörlurar, det medför att man kan kommunicera fritt utan att bära på någon högtalare.

FLEXITAL – för lärare

Flexital är lämplig för lärare med svag röst, högtalaren placeras i klassrummet och läraren justerar volymen på sändaren till lämplig nivå. Räcker det ej med en högtalare går det att ansluta fler så att bästa ljudbild fås i klassrummet.

FLEXITAL – som hjälpmedel

Flexital är godkänd av handikappinstitutet som rekommenderat hjälpmedel. Det medför att försäkringskassan oftast betalar kostnaden efter det att en logoped eller läkare har ordinerat detta hjälpmedel.

Komplett högtalare med mottagare och förstärkare.

Det går att ansluta obegränsat antal högtalare
Till en sändare



Sändaren placeras lämpligtvis i
byxlinningen
vid behov kan antennen vikas




Det går bra att använda naksetmikrofonen
i kombination med glasögon



Sändare
Med 16 olika
frekvenser



Naksetmikrofon



Tillbehör:

Flexital-2 går att kombinera med flertal tillbehör , det medför att den blir flexibel och användbar i flera applikationer .

Mottagare:

Denna mottagare går att ansluta till hörlur
Och är till stor hjälp när man skall röra sig fritt i ex
Lägenheten och har behov att kommunicera .

Den är även användbar när man använder rullstol i en bullrig
miljö .



Den extra mottagaren är liten och smidig och bärs
enkelt i en ficka eller fästes med ett clips i byxlinningen.

Mottagaren kan även anslutas till andra ljudsystem

Mottagaren har laddningsbara batterier och laddare



Extra högtalare:

Det går att ansluta obegränsat med högtalare vilket
medför att systemet kan anpassas till lokalens storlek
och behov av ljudförstärkning .



Handmikrofon:

Den lilla mikrofonen kan anslutas direkt till sändaren.

Sändaren kan då användas som en trådlös handmikrofon .

Detta är användbart om flera vill tala med samma sändare



LEVERANTÖR:

Xena Medical AB
Indusribyn
360 43 ÅRYD

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485

E Post: conny@xenamedical.se

Hemsida: www.xenamedical.se