

PRODUKTBESKRIVNING


MMXT-2 art nr05.1002

MMXT-2 är utvecklad till röstsvaga personer i t ex rullstol .Det är patienter som har Behov av en mycket lätthanterlig utrustning och där risken för rundgång är minimal.

Talförstärkaren MMXT-2 är speciellt anpassad för montage på rullstol eller sjuksäng. Talförstärkaren kan lätt lyftas ur hållaren för att placeras på t ex ett bord .

MMXT-2 ger en kraftig och naturlig förstärkning av ljudet . Därför är den ett bra komplement till Röstgenerator, det medför att patienten tala obehindrat med sin omgivning även i stora lokaler.

Det bifogas 2 st mikrofoner nacksetmikrofon resp handmikrofon .nacksetmikrofon en som är lätt att bära , den väger endast 13 gr. Mikrofonen är utformad så att den sitter bra även om man ligger i en säng. Mikrofonens flexarm är enkelt att justera för att erhålla bästa ljudupptagning.



Xena Medical AB
Industribyn
36043 Åryd

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485
E mail conny@xenamedical.se
Hemsida www.xenamedical.se