

RÖSTFÖRSTÄRKARE MMT-4

Börja tala gör dig hörd ...

Talförstärkare MMT-4 har fått en ny frontlayout samt en ny svart färg .
MMT-4 har försetts med ett clips så att den kan bäras ex i byxlinningen ,
Talförstärkaren levereras med en förlängningsladd till mikrofonen med
förlängningsladden ansluten kan användaren lägga ifrån sig
talförstärkaren ex på ett bord eller dylikt

Nacksetet är diskret och väger endast 13 gr, det kan enkelt
justeras för bästa passform. Mikrofon armen är flexibel, vilket
medför att mikrofonen kan placeras nära mungipan
för optimal ljudupptagning



Talförstärkaren levereras i en praktisk väska
Artikel nr komplett MMT-4 05.004



Med hjälp av clipset går det lätt att bära
talförstärkaren i ex byxlinningen



Tillbehör till MMT-4

MMT-4 kan anslutas till en trådlös telefon . Med hjälp av en
adapterkabel anslutes talförstärkaren enkelt till telefonen.
Telefonen har automatisk förstärkningsreglering "AGC " som gör att
även den svagaste rösten förstärks till lämplig nivå.

MMT-4 kan lackeras i olika färgkombinationer enligt
kundens önskemål . Det finns bland annat kameleont
färg som ändrar kulör beroende på belysningsvinkel .



Klädmikrofon



Handmikrofon



Rullstolsfäste



Xena Medical AB Industribyn 360 43 Åryd
Tel 0470-774484 Fax 0470-774485 www.xenamedical.se