

## Ejektor sug



Sugen är utvecklad för att klara stora flöden och högt vacuum med minsta möjliga luftförbrukning . Därför har vi 2 st ejektorer Som kopplas in var för sig beroende på rådande sugbehov .

Sugen drivs på tryckluft .Det medför att sugen är lämplig att använda på operatins avd där det ställs stora krav på utrustningen gällande driftsäkerhet, kapacitet, ljudnivå , samt säkerhet mot explosiva narkosgaser .

### Tekniska data

Max Vacuum	-90 kpa
Sugsstem	Ejektor
Arbetstryck	5.5 – 8,0 bar
Mått	230X130X120
Vikt	1,8 Kg
Vattentålighet	IP 21

[För att återgå till hemsidan stäng detta fönster](#)